


# Coaxialt - Anestesisystem



## Produktinformation

- Coaxialt anestesisystem.
- Integrerade vattenfällor både på insp./exp.
- Unik ventil för att tömma vattenfällorna under drift.
- Finns med IGS (Integrerad Gas Samplings slang)
- Från 10kg



## Orderinformation

Artnr.	Beskrivning	Förp.
AL-1900.V013	Coaxialt anestesisystem, 300cm, knä med samplingsport.	30st.
AL-1900.V023	Coaxialt anestesisystem, 180cm, knä med samplingsport.	40st.
AL-1900-000/5.V006	Coaxialt anestesisystem 180cm, Swivel, IGS 60cm knä ej samplingsport	50st.
AL-1900-000/5.V011	Coaxialt anestesisystem 300cm Swivel IGS 60cm knä, ej samplingsport	30st