


Gassamplingslang



Produktinformation

- För mätning av anestesigaser, CO₂, O₂ mfl.
- 100% flödes och ocklusionstestade
- Slangarna är tillverkade av tre olika material:
PE- Polyeten, EVA- Ethylene-vinyl acetate - PVC-DEHT -dioctyl terephthalate
- Ej steril

Orderinformation

Artnr.	Beskrivning	Avd. förp.
AL-0519	2,0m Gassamplingslang, I.D 1.2mm - O.D 2.8mm M/M	100st
AL-0543	6,0m Gassamplingslang, I.D 1.57mm - O.D 3.17mm M/M	100st



0197